

2～8℃の輸送・保管に TACPack0208ZS/ZH

TACPack[®]、PAT THERMO[®] は、株式会社カネカならびに玉井化成株式会社の登録商標です。



TACPack[®] (タックパック) 0208Z シリーズは容器内を一定時間
2～8℃に維持する事ができる定温小口輸送パッケージです。

停電や故障など冷蔵庫が動かなくなった場合の一時保管対策にも採用されています。

※蓄熱材は使用に備え、調温しておく必要があります。

TACPack0208ZS


2～8℃を外気温度 35℃環境下で最大 27 時間維持



商品名	外寸 【WxDxH (mm)】	荷室サイズ 【WxDxH (mm)】	荷室容積 【ℓ】	総重量 【kg】	断熱容器	外装	蓄熱材	数量 【個】	外気温度/荷室2～8℃維持時間		
									35℃	25℃	-10℃
TACPack [®] 0208ZS	520 × 320 × 375	230 × 180 × 80	3.3	7.5	EPS	段ボール	PAT THERMO [®] F5 1,000g	2	27hr	58hr	20hr
							PAT THERMO [®] CV-2 1,200g	2			

TACPack0208ZH


2～8℃を外気温度 35℃環境下で最大 52 時間維持



商品名	外寸 【WxDxH (mm)】	荷室サイズ 【WxDxH (mm)】	荷室容積 【ℓ】	総重量 【kg】	断熱容器	外装	蓄熱材	数量 【個】	外気温度/荷室2～8℃維持時間		
									35℃	25℃	-10℃
TACPack [®] 0208ZH	480 × 450 × 520	180 × 220 × 195	7.7	14.3	EPS	段ボール	PAT THERMO [®] F5 1,000g	4	52hr	82hr	17hr
							PAT THERMO [®] CV-2 1,200g	4			

- 中の断熱容器は別の外装容器に入れ替える事ができます。(縫製バック、オリコン、プラダン箱)
- 出荷時は、外装の段ボールの上に別の段ボールで梱包されています。

TACPack[®]（タックパック）は断熱容器により外気からの熱流入を小さくし、更に断熱容器内に搭載した PATTHERMO[®]（パッサーモ）が移動した熱エネルギーを授受し断熱容器内の温度を一定時間、定めた温度領域を保持することを意図して設計されています。



TACPack[®]側面図；パッケージ内熱流入及び抑制簡易図。



PATTHERMO[®] F5




PATTHERMO[®] CV-2


TACPack[®]、PATTHERMO[®] は、株式会社カネカならびに玉井化成株式会社の登録商標です。

断熱容器の寸法、蓄熱材の配置・調温

TACPack0208ZS



TACPack0208ZH



- PATTHERMO[®] CV-2 を -15°C 以下（冷凍庫など）で完全に凝固してください。
- PATTHERMO[®] F-5 を 8°C 以上 35°C 以下の環境下で完全に融解させてください。

※詳しいパッキング方法はパッキングマニュアルを参照下さい。

商品コード	商品名	価格
91000-205	TACPack [®] 0208ZS 内容：断熱容器、支持台、段ボール、蓄熱材 (PATTHERMO [®] F5 1,000g HD×2 個、PATTHERMO [®] CV-2 1,200g HD×2 個)	X
91000-305	TACPack [®] 0208ZH 内容：断熱容器、支持台、段ボール、蓄熱材 (PATTHERMO [®] F5 1,000g HD×4 個、PATTHERMO [®] CV-2 1,200g HD×4 個)	
91023-100	PATTHERMO [®] F5 1,000g HD 1 個	
91025-120	PATTHERMO [®] CV-2 1,200g HD 1 個	

●商品の色合いは実際の色と異なって見えることがあります。●商品のデザインは予告なく変更することがございます。

お取り扱い店

株式会社 金鶏製作所

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島2-19-12
営業本部 〒350-1155 埼玉県川越市下赤坂758-12

お問い合わせは
営業本部

☎ 0120-00-2849 (TEL)
☎ 0120-12-2849 (FAX)